



## CellaVision® Remote Review Software

CellaVision Remote Review SoftwareはDMシステムで処理したスライドにリモートアクセスし、いつでもどこでも細胞分類データを確認、修正することができます。遠隔からDMシステムのデータベースにアクセスすることにより、技師間のコミュニケーションや協力を円滑にし、院外の熟練臨床検査技師が分類データに遠隔でアクセスして迅速に助言することができます。

DMシリーズおよび対応アプリケーションと併用することにより、塗抹標本確認プロセスの地理的制約の問題が解消され、検査室での作業がより効率的、効果的になります。

## 本アプリケーションの仕組み

- ・ シングルユーザーと複数ユーザーインストールが可能です
  - Professional Edition：シングルユーザー
  - Team Edition：5人の複数ユーザーまで
  - Group Edition：25人の複数ユーザーまで
  - Enterprise Edition：75人の複数ユーザーまで
- ・ シングルユーザーライセンスは使用するパソコンに直接インストールします
- ・ 複数ユーザーライセンスは病院のサーバーか使用する各パソコンにインストールします
- ・ インストール後、細胞分類を遠隔地から確認、修正、報告できます

## CellaVision Remote Review Softwareが選ばれる理由

DMシステムで処理したスライドに遠隔地からアクセスすることにより、検査室内、検査室間でのワークフローを効率化します。

- ・ 塗抹標本確認プロセスの地理的制約を解消
- ・ いつでもどこでも、細胞分類を確認、修正、報告
- ・ 臨床検査技師同士の協力関係を促進
- ・ 熟練検査技師による確認や助言を促進
- ・ スタッフやリソースの柔軟で費用対効果の高い活用を実現

## 主な特長：

- ・ 遠隔地から現在と過去の細胞画像にアクセス
- ・ 施設間/施設内および組織間/組織内のリアルタイムの協力関係を構築
- ・ 細胞の計数結果およびフラグを表示

## CellaVision® Remote Review Software

### 技術仕様

#### エディション

- ・ Professional Edition：シングルユーザー
- ・ Team Edition：5人の複数ユーザーまで
- ・ Group Edition：25人の複数ユーザーまで
- ・ Enterprise Edition：75人の複数ユーザーまで

#### 対応製品

- ・ CellaVision® DM96
- ・ CellaVision® DM1200
- ・ CellaVision® DM9600
- ・ CellaVision DC-1

#### 対応アプリケーション

- ・ CellaVision® Peripheral Blood Application
- ・ CellaVision® Advanced RBC Application
- ・ CellaVision® Body Fluid Application

#### PROFESSIONAL EDITION - PC仕様

- ・ Windows 10 (64 bit)、Windows 8.1、Windows 7
- ・ Windowsソフトウェア向けの推奨システム仕様に基づくハードウェア構成
- ・ 1 GB RAM以上
- ・ 256MBグラフィックスRAM (可能であればセパレート・グラフィックス・アダプター)
- ・ Remote Review Software用に1GBの空きディスク領域
- ・ ハードウェア・ライセンスキー用のフリーUSBポート
- ・ CD/DVDリーダー
- ・ モニター最小解像度：1280×1024

#### Team/Group/Enterprise Edition - サーバー仕様

- ・ Windows Server 2016、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2 (64 bit)
- ・ Citrix XenApp 6/6.5/7.x (Citrix対応)
- ・ VMwareと互換性あり
- ・ 仮想・物理サーバー対応
- ・ Windows サーバーソフトウェア向けの推奨システム仕様に基づくハードウェア構成
- ・ Remote Review Software用に1GBの空きディスク領域
- ・ モニター最小解像度：1280×1024

仕様は予告なく変更する場合があります。本製品は世界中どこでもお求めになれるとは限りません。