



CellaVision® Remote Review Software

CellaVision Remote Review Software brinda a los usuarios remotos acceso a portaobjetos procesados y les permite verificar el diferencial celular desde cualquier lugar y en cualquier momento. Al permitir el acceso remoto a la base de datos, el software mejora la comunicación y colaboración entre colegas y facilita a los expertos en morfología el acceso a los diferenciales de forma remota para realizar consultas inmediatas.

Cuando se implementa junto con el hardware y las aplicaciones de soporte de CellaVision, CellaVision Remote Review Software elimina las restricciones geográficas del proceso de revisión de frotis, lo que permite a los laboratorios trabajar de forma más inteligente y con mejor rendimiento.

¿Cómo funciona?

- Disponible como licencia de usuario individual y como licencias de usuarios simultáneos:
 - *Professional Edition*: para 1 solo usuario
 - *Team Edition*: hasta para 5 usuarios simultáneos
 - *Group Edition*: hasta para 25 usuarios simultáneos
 - *Enterprise Edition*: hasta para 75 usuarios simultáneos
- La licencia de usuario individual se instala directamente en la PC del usuario.
- Las licencias de usuarios simultáneos se instalan en el servidor del hospital o en varias PC de usuarios.
- Luego de la instalación, los usuarios pueden revisar, ajustar y verificar los diferenciales de células de forma remota.

¿Cuáles son las ventajas de CellaVision Remote Review Software?

El software genera una eficiencia de flujo de trabajo dentro y entre laboratorios permitiendo el acceso remoto a portaobjetos procesados.

- Elimina las restricciones geográficas del proceso de revisión de frotis.
- Posibilita la revisión y verificación de los diferenciales de células desde cualquier lugar y en cualquier momento.
- Facilita la colaboración entre colegas.
- Facilita la revisión y consulta por parte de expertos en morfología.
- Crea una oportunidad para la utilización flexible y rentable del personal y los recursos.

Características:

- Acceso remoto a las imágenes de células tanto actuales como históricas
- Colaboración entre centros y laboratorios, así como dentro de los mismos, en tiempo real
- Visualización del conteo de células, las alarmas y los resultados

CellaVision® Remote Review Software

FICHA TÉCNICA

EDICIONES

- Professional Edition: para 1 usuario individual
- Team Edition: hasta para 5 usuarios simultáneos
- Group Edition: hasta para 25 usuarios simultáneos
- Enterprise Edition: hasta para 75 usuarios simultáneos

PRODUCTOS COMPATIBLES

- CellaVision® DM96
- CellaVision® DM1200
- CellaVision® DM9600
- CellaVision® DC-1

APLICACIONES COMPATIBLES

- CellaVision® Peripheral Blood Application
- CellaVision® Advanced RBC Application
- CellaVision® Body Fluid Application

PROFESSIONAL EDITION: ESPECIFICACIONES DE PC

- Windows 10 (64 bits), Windows 8.1, o bien, Windows 7
- Configuración de hardware según la especificación de sistema recomendada para el software de Windows
- 1 GB RAM o más
- 256 MB de RAM de gráficos (de preferencia un adaptador de gráficos por separado)
- 1 GB de espacio libre en disco para Remote Review Software
- Puerto USB libre para la clave de licencia de hardware
- Lector CD/DVD
- Resolución mínima de monitor: 1.280 × 1.024

TEAM/GROUP/ENTERPRISE EDITIONS: ESPECIFICACIONES DEL SERVIDOR

- Windows Server 2016, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2 (64 bits)
- Citrix XenApp 6/6.5/7.x (Citrix ya certificado)
- Compatible con VMware
- Compatibilidad con servidor virtual y físico
- Configuración de hardware según la especificación de sistema recomendado para el software de Windows Server
- 1 GB de espacio libre en disco para Remote Review Software
- Resolución mínima de monitor: 1.280 × 1.024

Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso. Este producto podría no estar disponible en todos los mercados.