

Traitement des échantillons



Revue initiale



Revue d'expert

Revue à distance

CellaVision® Remote Review Software

Le logiciel CellaVision Remote Review Software offre aux utilisateurs distants un accès aux lames traitées, ainsi que la possibilité d'examiner et de vérifier les classifications cellulaires à tout moment et en tout lieu. Grâce à l'accès à une base de données distante, le logiciel optimise la communication et la collaboration entre collègues et offre la possibilité aux experts en morphologie d'accéder aux données différentielles à distance et de fournir une consultation instantanée.

Combiné au matériel et aux applications CellaVision, le logiciel CellaVision Remote Review Software supprime les contraintes géographiques restrictives du processus d'examen de frottis et permet d'optimiser le travail et d'accroître les performances des laboratoires.

Comment fonctionne le logiciel ?

- Licence d'utilisateur unique ou licences d'utilisateurs simultanés disponibles
 - *Professional Edition* : 1 utilisateur unique
 - *Team Edition* : jusqu'à 5 utilisateurs simultanés
 - *Group Edition* : jusqu'à 25 utilisateurs simultanés
 - *Enterprise Edition* : jusqu'à 75 utilisateurs simultanés
- La licence d'utilisateur unique est installée directement sur l'ordinateur de l'utilisateur.
- Les licences d'utilisateurs simultanés sont installées sur le serveur de l'hôpital ou sur les ordinateurs des utilisateurs.
- Après l'installation, les utilisateurs peuvent contrôler, ajuster et vérifier les données différentielles des cellules à distance.

Pourquoi choisir CellaVision Remote Review Software ?

Le logiciel crée des flux de production efficaces au sein des laboratoires ou entre eux grâce à un accès à distance aux lames traitées.

- Supprime les contraintes géographiques du processus d'examen de frottis.
- Permet d'examiner et de vérifier les classifications cellulaires partout et à tout moment.
- Favorise la collaboration entre les collègues.
- Facilite la vérification et la consultation des experts en morphologie.
- Permet une utilisation souple et économique des ressources humaines et matérielles.

Fonctionnalités :

- Accès à distance aux images des cellules, actuelles et anciennes
- Collaboration sur/entre les sites et les laboratoires en temps réel
- Affichage des résultats et messages du compteur de cellules

CellaVision® Remote Review Software

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

ÉDITIONS

- Professional Edition : 1 utilisateur unique
- Team Edition : jusqu'à 5 utilisateurs simultanés
- Group Edition : jusqu'à 25 utilisateurs simultanés
- Enterprise Edition : jusqu'à 75 utilisateurs simultanés

PRODUITS PRIS EN CHARGE

- CellaVision® DM96
- CellaVision® DM1200
- CellaVision® DM9600
- CellaVision® DC-1

APPLICATIONS PRISES EN CHARGE

- CellaVision® Peripheral Blood Application
- CellaVision® Advanced RBC Application
- CellaVision® Body Fluid Application

PROFESSIONAL EDITION – CONFIGURATION PC REQUISE

- Windows 10 (64 bits), Windows 8.1 ou Windows 7
- Configuration matérielle conformément aux spécifications système recommandées pour le logiciel Windows
- 1 Go de RAM ou plus
- 256 Mo de RAM graphique (de préférence un adaptateur graphique distinct)
- 1 Go d'espace disque disponible pour le logiciel Remote Review Software
- Port USB disponible pour la clé de licence matérielle
- Lecteur CD/DVD
- Résolution minimale de l'écran : 1 280 × 1 024

TEAM/GROUP/ENTERPRISE EDITIONS – SPÉCIFICATIONS DU SERVEUR

- Windows Server 2016, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2 (64 bits)
- Citrix XenApp 6/6.5/7.x (certifié Citrix Ready)
- Compatible avec VMware
- Serveurs virtuels et physiques pris en charge
- Configuration matérielle conformément aux spécifications système recommandées pour Windows Server
- 1 Go d'espace disque disponible pour le logiciel Remote Review Software
- Résolution minimale de l'écran : 1280 × 1024

Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis. Ce produit n'est pas disponible dans tous les pays.