

Processamento de amostras



Análise primária



Análise de especialista



Análise remota



CellaVision® Remote Review Software

O CellaVision Remote Review Software permite que usuários remotos acessem lâminas processadas e possibilita a análise e revisão da contagem diferencial a partir de qualquer local, a qualquer hora. Habilitando o acesso remoto ao banco de dados, o software melhora a comunicação e a colaboração entre colegas e permite que especialistas em morfologia acessem casos remotamente e proporcionem consultoria imediatamente.

Quando implementado juntamente com hardware CellaVision e aplicativos de suporte, o CellaVision Remote Review Software elimina limitações geográficas no processo de análise dos esfregaços, permitindo que os laboratórios trabalhem melhor e de forma mais inteligente.

Como funciona?

- Disponível como licença de usuário único e licenças para usuários simultâneos
 - *Professional Edition*: para um único usuário adicional
 - *Team Edition*: para até 5 usuários simultâneos
 - *Group Edition*: para até 25 usuários simultâneos
 - *Enterprise Edition*: para até 75 usuários simultâneos
- A licença de usuário único adicional é instalada diretamente no PC do usuário
- As licenças para usuários simultâneos são instaladas no servidor do hospital ou nos PCs de vários usuários.
- Após a instalação, os usuários podem analisar, ajustar e revisar contagens diferenciais remotamente

Por que o CellaVision Remote Review Software?

O software cria um eficiente fluxo de trabalho dentro e entre laboratórios, permitindo o acesso remoto a lâminas processadas.

- Elimina restrições geográficas no processo de análise de esfregaços
- Permite analisar e revisar contagens diferenciais de qualquer local, a qualquer hora
- Facilita a colaboração entre colegas
- Facilita a análise e as consultas entre especialistas em morfologia
- Permite otimizar pessoal e recursos de forma flexível e econômica

Características:

- Acesso remoto a imagens de células, atuais e de arquivo
- Colaboração entre locais e unidades de laboratório em tempo real
- Visualização de resultados e flags do contador de células

CellaVision® Remote Review Software

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

EDIÇÕES

- Professional Edition: para um único usuário adicional
- Team Edition: para até 5 usuários simultâneos
- Group Edition: para até 25 usuários simultâneos
- Enterprise Edition: para até 75 usuários simultâneos

PRODUTOS SUPORTADOS

- CellaVision® DM96
- CellaVision® DM1200
- CellaVision® DM9600
- CellaVision® DC-1

APLICATIVOS SUPORTADOS

- CellaVision® Peripheral Blood Application
- CellaVision® Advanced RBC Application
- CellaVision® Body Fluid Application

EDIÇÃO PROFISSIONAL - ESPECIFICAÇÕES DO PC

- Windows 10 (64 bits), Windows 8.1 ou Windows 7
- Configuração do hardware conforme a especificação do sistema recomendada para o software Windows
- 1 GB RAM ou mais
- 256 MB RAM gráfico (de preferência, um adaptador gráfico separado)
- 1 GB de espaço livre no disco para o Remote Review Software
- Porta USB para chave de licença de hardware
- Leitor de CD/DVD
- Resolução mínima do monitor 1280 × 1024

EDIÇÃO TEAM/GROUP/ENTERPRISE - ESPECIFICAÇÕES DO SERVIDOR

- Windows Server 2016, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2 (64 bits)
- Citrix XenApp 6/6.5 (certificação Citrix Ready)
- Compatível com VMware
- Suporte para servidor físico e virtual
- Configuração do hardware conforme a especificação do sistema recomendada para o software de servidor Windows
- 1 GB de espaço livre no disco para o Remote Review Software
- Resolução mínima do monitor 1280 × 1024

As especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. Este produto pode não estar disponível em todos os mercados.

Signature Page

The document MM-083-08 revision 1.0 has been electronically signed by:

Meaning of Signature	USER ID	User Name	Date & Time
Approved	pw	Peter Wilson	2019-11-15 08:50
Approved	grlo	Grace Lövquist	2019-11-18 11:11

The document was included in Change number 19-0831 owned by Dennis Hovstadius.