


CellaVision® Remote Review Software

O CellaVision Remote Review Software permite que usuários remotos acessem a lâminas processadas e possibilita a análise e revisão da contagem diferencial a partir de qualquer local, a qualquer hora. Habilitando o acesso remoto à base de dados, o software melhora a comunicação e a colaboração entre profissionais e permite que especialistas em morfologia acessem a casos remotamente e proporcionem consultoria imediatamente.

Quando implementado juntamente com hardware CellaVision e aplicações de suporte, o CellaVision Remote Review Software elimina limitações geográficas no processo de análise dos esfregaços, permitindo que os laboratórios trabalhem melhor e de forma mais inteligente.



Características

Acesso remoto a imagens de células atuais e de arquivo

Colaboração entre locais e diferentes laboratórios em tempo real

Visualização de resultados e alarmes o contador de celular


Como funciona?

- Disponível como licença de usuário único e licenças para usuários simultâneos
 - **Professional Edition:** para um único usuário adicional
 - **Team Edition:** para até 5 usuários simultâneos
 - **Group Edition:** para até 25 usuários simultâneos
 - **Enterprise Edition:** para até 75 usuários simultâneos
- A licença de usuário único adicional é instalada diretamente no PC do usuário
- As licenças para usuários simultâneos são instaladas no servidor do hospital ou nos PCs de vários usuários
- Após a instalação, os usuários podem analisar, ajustar e revisar contagens diferenciais remotamente


Porquê o CellaVision Remote Review Software?

O software cria um eficiente fluxo de trabalho dentro e entre laboratórios, permitindo o acesso remoto a lâminas processadas.

- Elimina restrições geográficas no processo de análise de esfregaços
- Permite analisar e revisar contagens diferenciais de qualquer local, a qualquer hora
- Facilita a colaboração entre colegas
- Facilita a análise e as consultas entre especialistas em morfologia
- Permite otimizar pessoal e recursos de forma flexível e econômica



Vista uma Galeria WBC



Vista duas Galerias WBC

CellaVision® Remote Review Software

Especificações Técnicas

EDIÇÕES

- Professional Edition: para um único usuário adicional
- Team Edition: para até 5 usuários simultâneos
- Group Edition: para até 25 usuários simultâneos
- Enterprise Edition: para até 75 usuários simultâneos

PRODUTOS SUPOSTADOS

- CellaVision® DM1200
- CellaVision® DM9600
- CellaVision® DC-1

APLICATIVOS SUPOSTADOS

- CellaVision® Peripheral Blood Application
- CellaVision® Advanced RBC Application
- CellaVision® Body Fluid Application

ESPECIFICAÇÕES

- Resolução mínima do monitor 1280 x 1024
- O CellaVision Remote Review é compatível com sistemas operativos Windows® mais recentes.
- O CellaVision® Remote Review é compatível com as aplicações
 - Citrix Virtual e Desktops mais recentes.
- Consulte as nossas Directrizes de Configuração de IT para mais especificações.

As especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. Este produto pode não estar disponível em todos os mercados.