


CellaVision® Proficiency Software

O CellaVision Proficiency Software é uma ferramenta inovadora concebida para auxiliar gestores de laboratórios na avaliação, monitorização e promoção das competências do pessoal na área da morfologia celular. Esta ferramenta baseada na Web facilita a estruturação de um processo eficaz para a avaliação da proficiência e promoção de competências, poupando tempo, esforços e recursos.

Implementado isoladamente ou juntamente com analisadores CellaVision e seus aplicativos de suporte, o CellaVision Proficiency Software atua como uma plataforma para a promoção de competências na área da morfologia celular, facilitando esforços para se fornecer resultados mais exatos e padronizados.



Características

Online, com acesso imediato através de um navegador de internet a partir de qualquer lugar

Mecanismo de notificação integrado para os participantes

Relatórios automáticos para o examinador


Feedback automático para os participantes

Como funciona?


- O software foi concebido para avaliar a capacidade da equipa para realizar contagem diferenciais de sangue e líquidos biológicos
- A ferramenta pode ser acedida a partir de qualquer computador conectado à internet, usando um login seguro em contas personalizadas de usuários
- O examinador pode criar cenários de avaliação incluindo lâminas digitais, a partir da sua própria base de dados CellaVision DM ou a partir de uma biblioteca de lâminas digitais fornecida pela CellaVision
- Os participantes são notificados automaticamente quando uma nova avaliação está disponível e recebem instruções para realizar as contagens diferenciais em uma ou mais lâminas digitais
- Após finalizar, os participantes podem visualizar seus resultados, compará-los com os do examinador e dos outros participantes
- O examinador recebe automaticamente um relatório de desempenho que destaca áreas que necessitam de maior formação e desenvolvimento de competências

Porquê o CellaVision Proficiency Software?

- Adequado para instituições de qualquer tamanho
- Pode ser personalizado para explorar lacunas de competências ou satisfazer necessidades específicas de formação
- Os testes são rápidos e fáceis de criar e gerir
- Os participantes podem aceder e efetuar os testes de forma fácil e rápida
- Os resultados são compilados automaticamente
- Fácil de retornar a testes anteriores para controlar o progresso dos participantes



Vista de uma Galeria WBC



Vista de todas as Galerias WBC

ESPECIFICAÇÕES RECOMENDADAS PARA PC

- Navegador: Última versão do Google Chrome, Microsoft Edge (Chromium based), Mozilla Firefox, Apple Safari
- 2 GB RAM
- Largura de banda 8 Mbps
- Resolução do monitor 1920x1080

ESPECIFICAÇÕES CRRS

- Transfer Tool (somente pode ser usada com o CellaVision Remote Review Software, versão 4.0 ou superior)

LICENÇAS

Selecione de uma gama de opções de licença:

- 10, 30, 50, 70 ou 100 usuários
- 3, 5 ou 7 anos

As especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. Este produto pode não estar disponível em todos os mercados.